


# 各种配件 丰富您的出行体验



一对侧臂 含左右

可根据需要，购买其他颜色，  
共有10种颜色可选



安全腰带

需与代步车同时购买



锂电池

2.7公斤，应急备用



充电器



智能钥匙

为无线钥匙



拐杖架

放置拐杖和长雨伞

行驶里程	18公里(因路况而异)
最高速度	6公里/小时
跨越高度	5cm
可爬坡角度	小于等于10°
最小旋转半径	76cm
尺寸(宽x长x高)	55x98.5x74-94cm(高度可调)
重量	约52公斤

最长充电时间	5小时
前轮胎	万向轮胎
后轮胎	实心防爆胎
减震系统	后轮减震
最大承重	115公斤
电池	锂电池(25.2V 10Ah)
建议环境温度	-15~40°C