


蔚尔智能代步车独特优势

对比其它电动车


蔚尔智能代步车兼具一般电动轮椅的转弯性能和代步车的越野性能




最高可跨越5cm的台阶 一般电动车的前轮无法跨越台阶。



下坡时行驶平稳 一般电动车在下坡行驶过程中，即使踩刹车，也要再继续行驶一段距离。




可在10度的坡道上平稳行驶 一般电动车在10度的坡道上行驶时，前轮会浮起来，行驶不稳定。



越野性能突出，可以在砂石路面上行驶 一般电动车在砂石路面上行驶困难。



可以灵活转弯S形行驶 一般电动车不能灵活地进行小转弯，S形行驶。



电池可拆卸下来再充电 一般电动车是通过车体的电线进行充电。

